

ENGLISH: MEDICAL FACE MASK
 DEUTSCH: MEDIZINISCHE GESICHTSMASKE
 FRANÇAIS: MASQUE FACIAL MÉDICAL
 NEDERLANDS: MEDISCH GEZICHTSMASKER
 ITALIANO: MASCHERINA MEDICA
 ESPAÑOL: MASCARILLA MÉDICA
 PORTUGUÊS: MÁSCARA FACIAL MÉDICA
 SVENSKA: MEDICINSK ANSIKTSMASK
 DANSK: MEDICINSK ANSIGTSMASKE
 NORSK: MEDISINSK ANSIKTSMASKE
 MAGYAR: ORVOSI ARCMASZK
 ČEŠTINA: LÉKAŘSKÁ OBLIČEJOVÁ MASKA
 HRVATSKI: MEDICINSKA MASKA ZA LICE

【Symbol Description】

| | |
|--|---|
| | Caution, Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information, such as warnings and precautions that cannot, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself. |
| | Authorized representative in the European Community. Indicates the Authorized representative in the European Community |
| | CE Mark: conforms to essential requirements of the Medical Devices Directive MDD 93/42 / EEC |
| | Date of manufacture. Indicates the date when the medical device was manufactured |
| | Manufacturer, Indicates the medical device manufacturer, as defined in Medical Devices Directive MDD 93/42 / EEC |
| | Use-by date. Indicates the date after which the medical device is not to be used |
| | Do not re-use, indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure |
| | Do not use if package is damaged, indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened |
| | Non-sterile |
| | Batch code. Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified. |
| | Keep dry, indicates a medical device that needs to be protected from moisture. |



ENGLISH: MEDICAL FACE MASK

【Product Name】: Medical Face Mask
 【Standard】: EN14683:2019 TYPE IIR
 【Size】: 17.5 (±5%) × 9.5 (±5%) cm
 【Scope of Application】: Medical face mask is worn by clinical medical staff during the invasive operation or ordinary medical environment, providing physical barrier to prevent the direct penetration of pathogens, microorganisms, body fluids, particles, etc.
 【Main Components】

Nonwoven 65%, Melt blown fabric 30%, Spandex 5%

【Contraindications】

People who are allergic to product materials.

【Instructions】:

- 1.The dark side is the front face up.
- 2.Make sure your hands are clean. Put the elastic mask straps on both sides on both ears, wearing the mask.
- 3.Avoid touching the inside of the mask. Hold the nose clip and gently pinch the nose bridge to make the mask close to the face, make it fit the face.
- 4.Pull down to the lower jaw. Ensure complete wrapping, covering the mouth, nose and jaw of the user.



- 1.Do not use it with package damaged or if it is expired.
- 2.If you have redness and itching after use, please stop using it and consult your doctor.
- 3.Only for single use.
- 4.After using the product, please dispose of it properly according to medical waste disposal methods.

【Storage and Transportation】

- 1.It should be transported and stored in a dry, ventilated environment, avoiding direct sunlight.
- 2.The humidity of the room must be less than 80%.
- 3.Keep away from fire and flammable materials.

【Expiry】

2 years.

【Production Date】

Refer to the package label

【Sterilization Method】

None

CHANGZHOU ECON LIDS CO., LTD

Add.: Jiaoxi Industrial Park, Zhenglu, Tianning, Changzhou, Jiangsu, China

Tel: +86 519 88670863

EC REP Riomavix S.L.

Add.: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain

Tax ID: B88249594

Tel.: +34 658 396 230

【Importer name】: CHINA START-UP CENTER LAHR / SCHWARZWALD GmbH

Address: Industriehof 6, 77933 Lahr / Schwarzwald, Germany

Tel: +49 7821 3288 932

Compilation date: July 6th, 2020

DEUTSCH: MEDIZINISCHE GESICHTSMASKE

【Produkt name】: Medizinische Gesichtsmaske

【Norm】: EN14683:2019 TYP IIR

【Größe】: 17.5 (±5%) × 9.5 (±5%) cm

【Anwendungsbereich】: Die medizinische Gesichtsmaske wird/kann von klinischen, medizinischen Personal während der invasiven Operation getragen (werden). Sie bedeckt Mund, Nase und Unterkiefer des Trägers und bietet eine physikalische Barriere, um das direkte Eindringen von Krankheitserregern, Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten, Partikeln usw. zu verhindern.

【Hauptbestandteile】

Vlies 65%, Schmelzgeblasener Stoff 30%, Spandex 5%

【Kontraindikationen】

Menschen, die allergisch gegen Produktmaterialien sind.

【Anleitung】:

1. Die blaue/dunkle Seite dient als Vorderseite.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände vor dem Tragen sauber sind. Spannen Sie die elastischen Ohrenschnur auf beiden Seiten hinter die Ohren und platzieren die Maske über Nase und Mund.
3. Vermeiden Sie es die Innenseite der Maske zu berühren. Drücken Sie den nach oben gerichteten Nasenclip mit zwei Fingern fest auf den Nasenrücken, damit sich die Maske dem Gesicht anpasst.
4. Ziehen Sie den unteren Bereich der Maske über den Unterkiefer/Kinn. Stellen Sie sicher, dass die Maske Mund, Nase und Kiefer des Trägers vollständig bedeckt.



1. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Verpackung beschädigt oder das MDH abgelaufen ist.
2. Wenn Sie nach dem Gebrauch Rötungen oder Juckreiz haben, unterlassen Sie die weitere Nutzung und konsultieren Sie einen Arzt.
3. Nur zum einmaligen Gebrauch.
4. Nach der Verwendung des Produkts entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß gemäß den Entsorgungsmethoden für medizinische Abfälle. Verwenden Sie es nicht wieder, um eine Infektion zu vermeiden.

【Lagerung】

1. Lagern Sie die Ware in einer trockenen, belüfteten Umgebung, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

2. Die Luftfeuchtigkeit muss weniger als 80% betragen.

3. Lagern Sie die Ware nicht mit giftigen, ätzenden, kontaminierten und nicht-geruchsneutralen Gegenständen.

4. Von Feuer und brennbaren Materialien fernhalten.

【Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)】

zwei Jahre.

【Produktionsdatum】

Siehe Verpackungsetikett

【Sterilisationsmethode】

Keiner

CHANGZHOU ECON LIDS CO., LTD

Adresse: Jiaoxi Industriepark, Zhenglu, Tianning, Changzhou, Jiangsu, China

Tel.: +86 519 88670863

EC REP Riomavix S.L.

Adresse: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spanien

US-ID: B88249594

Tel.: +34 658 396 230

【Name des Importeurs】: CHINA START-UP CENTER LAHR / SCHWARZWALD GmbH

Adresse: Industriehof 6, 77933 Lahr / Schwarzwald

Tel.: +49 7821 3288 932

Erstellungsdatum: 6 Juli 2020

FRANCAIS: MASQUE FACIAL MÉDICAL

【Nom du produit】: Masque facial médical

【Norme】: EN14683:2019 TYPE IIR

【Taille】: 17.5 (±5%) × 9.5 (±5%) cm

【Champ d'application】: Le masque facial médical est porté par le personnel médical clinique pendant l'opération invasive ou l'environnement médical ordinaire, fournissant une barrière

physique pour empêcher la pénétration directe d'agents pathogènes, de micro-organismes, de fluides corporels, de particules, etc.

【Composants principaux】

Non-tissé 65%, Tissu soufflé par fusion 30%, Spandex 5%

【Contre-indications】

Les personnes allergiques aux matériaux du produit.

【Instructions】:

1. Le côté sombre est la face avant vers le haut.
2. Assurez-vous que vos mains sont propres. Mettez les sangles élastiques du masque des deux côtés sur les deux oreilles, en portant le masque.
3. Évitez de toucher l'intérieur du masque. Tenez le clip nasal et pincez doucement le pont nasal pour rapprocher le masque du visage, l'adapter au visage.
4. Tirez vers la mâchoire inférieure. Assurer un emballage complet, couvrant la bouche, le nez et la mâchoire de l'utilisateur.



1. ne pas l'utiliser avec un emballage endommagé ou s'il est expiré.
2. Si vous avez des rougeurs et des démangeaisons après utilisation, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.
3. uniquement à usage unique.
4. Après avoir utilisé le produit, veuillez le mettre au rebut conformément aux méthodes d'élimination des déchets médicaux.

【Stockage et transport】

1. Il doit être transporté et stocké dans un environnement sec et ventilé, en évitant la lumière directe du soleil.

2. L'humidité de la pièce doit être inférieure à 80%.

3. Tenir à l'écart du feu et des matériaux inflammables.

【Expiration】

2 ans.

【Date de production】

Reportez-vous à l'étiquette de l'emballage

【Méthode de stérilisation】

Aucun

CHANGZHOU ECON LIDS CO., LTD

Add.: Parc industriel de Jiaoxi, Zhenglu, Tianning, Changzhou, Jiangsu, Chine

Tel: 0519-88670863

EC REP Riomavix S.L.

Add.: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Espagne

N° d'identification fiscale: B88249594

Tel.: +34658396230

【Nom de l'importateur】: CHINA START-UP CENTER LAHR / SCHWARZWALD GmbH

Adresse: Industriehof 6, 77933 Lahr / Schwarzwald, Allemagne

Tel: +49 7821 3288 932

Date de compilation: 6 juillet 2020

NEDERLANDS: MEDISCH GEZICHTSMASKER

【Productnaam】: Medisch gezichtsmasker

【Standaard】: EN14683:2019 TYPE IIR

【Groote】: 17.5 (±5%) × 9.5 (±5%) cm

【Toepassingsgebied】: Medisch gezichtsmasker wordt gedragen door klinisch medisch personeel tijdens de invasieve operatie of gewone medische omgeving en biedt een fysieke barrière om de directe penetratie van pathogenen, micro-organismen, lichaamsvloeistoffen, deeltjes, enz. Te voorkomen.

【Hoofd onderdelen】

Niet-geweven 65%, smeltgeblazen stof 30%, spandex 5%

【Contra-indicaties】

Mensen die allergisch zijn voor productmaterialen.

【Instructies】:

1. de donkere kant is de voorkant naar boven.
2. Zorg ervoor dat uw handen schoon zijn. Doe de elastische maskeriemen aan beide kanten op beide oren en draag het masker.
3. Raak de binnenkant van het masker niet aan. Houd de neusklem vast en knijp voorzichtig in de neusbrug om het masker dicht bij het gezicht te maken, zodat het op het gezicht past.
4. Trek naar de onderkaak. Zorg voor een volledige verpakking, waarbij de mond, neus en kaak van de gebruiker worden bedekt.



1. niet gebruiken met beschadigde verpakking of als deze is verlopen.
2. Als u na gebruik roodheid en jeuk heeft, stop dan met het gebruik ervan en raadpleeg uw arts.
3. Alleen voor eenmalig gebruik.
4. Nadat u het product hebt gebruikt, dient u het op de juiste manier te verwijderen volgens de methoden voor het verwijderen van medisch afval.

【Opslag en transport】

1. het moet worden vervoerd en opgeslagen in een droge, geventileerde omgeving, vermijd direct zonlicht.

2. De luchtvochtigheid in de kamer moet lager zijn dan 80%.

3. blijf van vuur en brandbare materialen.

【Vervaldatum】

2 jaar.

【Productie datum】

Raadpleeg het pakketlabel

【Sterilisatiemethode】

Geen

CHANGZHOU ECON LIDS CO., LTD

Toevoegen: Jiaoxi Industrial Park, Zhenglu, Tianning, Changzhou, Jiangsu, China

Tel: +86519 88670863

EC REP Riomavix S.L.

Voeg toe: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spanje

Belasting-ID: B88249594

Tel.: +34658396230

【Naam importeur】: CHINA START-UP CENTER LAHR / SCHWARZWALD GmbH

Adres: Industriehof 6, 77933 Lahr / Schwarzwald, Duitsland

Tel: +49 7821 3288932

Samenstellingsdatum: 6 juli 2020

ITALIANO: MASCHERINA MEDICA

【Nome prodotto】: Mascherina medica

【Standard】: EN14683:2019 TIPO IIR

【Dimensioni】: 17.5 (±5%) × 9.5 (±5%) centimetri

【Ambito di applicazione】: la maschera medica viene indossata dal personale medico clinico durante l'operazione invasiva o l'ambiente medico ordinario, fornendo una barriera fisica per impedire la penetrazione diretta di agenti patogeni, microrganismi, fluidi corporei, particelle, ecc.

【Componenti principali】

Tessuto non tessuto 65%, tessuto soffiato a fusione 30%, spandex 5%

【Controindicazioni】

Persone allergiche ai materiali dei prodotti.

【Istruzioni】:

1. Il lato oscuro è il lato frontale rivolto verso l'alto.
2. Assicurati che le tue mani siano pulite. Metti le cinghie elastiche della maschera su entrambi i lati su entrambe le orecchie, indossando la maschera.
3. Evitare di toccare l'interno della maschera. Tieni la clip per il naso e pizzica delicatamente il nasello per avvicinare la maschera al viso, adattarla al viso.
4. Tirare verso il basso sulla mascella inferiore. Assicurare un avvolgimento completo, coprendo la bocca, il naso e la mascella dell'utente.



1. Non utilizzarlo con il pacchetto danneggiato o se è scaduto.
2. Se hai arrossamento e prurito dopo l'uso, smetti di usarlo e consulta il tuo medico.
3. Solo per uso singolo.
4. Dopo aver utilizzato il prodotto, si prega di smaltirlo correttamente secondo i metodi di smaltimento dei rifiuti sanitari.

【Conservazione e trasporto】

1. Deve essere trasportato e conservato in un ambiente asciutto e ventilato, evitando la luce solare diretta.

2. L'umidità della stanza deve essere inferiore all'80%.

3. Tenere lontano da fuoco e materiali infiammabili.

【Scadenza】

2 anni.

【Data di produzione】

Fare riferimento all'etichetta della confezione

【Metodo di sterilizzazione】

Nessuna

CHANGZHOU ECON LIDS CO., LTD

Aggiungi.: Jiaoxi Industrial Park, Zhenglu, Tianning, Changzhou, Jiangsu, Cina

Tel: 0519-88670863

EC REP Riomavix S.L.

Aggiungi.: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spagna

Codice fiscale: B88249594

Tel.: +34658396230

【Nome importatore】: CHINA START-UP CENTER LAHR / SCHWARZWALD GmbH

Indirizzo: Industriehof 6, 77933 Lahr / Schwarzwald, Germania

Tel: +49 7821 3288932

Data di compilazione: 6 luglio 2020

ESPAÑOL: MASCARILLA MÉDICA

【Nombre del producto】: Mascarilla médica

【Estándar】: EN14683:2019 TIPO IIR

【Tamaño】: 17.5 (±5%) × 9.5 (±5%) cm

【Ambito de aplicación】: El personal médico clínico usa la máscara facial médica durante la operación invasiva o el entorno médico ordinario, proporcionando una barrera física para evitar la penetración directa de patógenos, microorganismos, fluidos corporales, partículas, etc.

【Componentes principales】

No tejido 65%, tejido fundido 30%, spandex 5%

【Contraindicaciones】

Personas alérgicas a los materiales del producto.

【Instrucciones】:

1. El lado oscuro es el frente hacia arriba.
2. Asegúrese de que sus manos estén limpias. Coloque las correas elásticas de la máscara en ambos lados en ambas orejas, usando la máscara.
3. Evite tocar el interior de la máscara. Sujete la pinza de la nariz y pellizque suavemente el puente de la nariz para que la máscara se acerque a la cara, haga que se ajuste a la cara.
4. Tire hacia abajo hasta la mandíbula inferior. Asegure una envoltura completa, cubriendo la boca, nariz y mandíbula del usuario.



1. No lo use con el paquete dañado o si está vencido.
2. Si tiene enrojecimiento y picazón después del uso, deje de usarlo y consulte a su médico.
3. Solo para un solo uso.
4. Después de usar el producto, deséchelo adecuadamente de acuerdo con los métodos de eliminación de desechos médicos.

【Almacenamiento y transporte】